

Cenník servisu a kalibrácie pipiet a dávkovačov

Vysvetlenie pojmov:

PM = preventive maintenance = vyčistenie vnútra, premazanie + výmena tesnení + ak je nutné aj nastavenie

3x4 = meranie na 3 objemoch (najmenší, stredný, najvyšší) a na každom objeme 4 merania

3x10 = meranie na 3 objemoch (najmenší, stredný, najvyšší) a na každom objeme 10 meraní

Ch = channel = počet kónusov

ACC = akreditovaná kalibrácia, certifikát s akreditáciou

MR = measurement report = vydanie kontrolného (kalibračného) listu

Na cenníkové ceny uvedené nižšie bude uplatnená táto zľava:

- pri kalibrácii 3–5 pipiet akejkoľvek značky zľava 15 %

- pri kalibrácii 6 alebo viac pipiet akýchkoľvek značiek zľava 20 %

**Akce platí od
1.4.2024 do 1.10.2024**

Objednacie číslo	Popis úkonu	Typy pipety, dávkovače, byrety	cena v EUR bez DPH (20 %)
Akreditovaná kalibrácia (podľa ISO 17025) - kontrola 10 meraní na troch hladinách objemu, vystavenie kalibračného listu a príslušnej dokumentácie podľa ČMI a ČIA, vykonanie základnej údržby, výmena drobných dielov			
0082000143	PM->3x10 + ACC	1kanálová pipeta, dávkovače a byrety	44,00
0082000167	PM->3x10 + ACC 8-Ch.	8kanálová pipeta	122,00
0082000168	PM->3x10 + ACC 12-Ch.	12kanálová pipeta	159,20
0082000187	PM->3x10 + ACC 16-Ch.	16kanálová pipeta	203,60
0082000188	PM->3x10 + ACC 24-Ch.	24kanálová pipeta	262,00
Servisný balíček Standard (podľa ISO 8655) – kontrola 10 meraní na troch hladinách objemu, vystavenie kontrolného listu, vykonanie základnej údržby, výmena drobných dielov			
0082000142	PM->3x10 + MR	1kanálová pipeta, dávkovače a byrety	40,00
0082000165	PM->3x10 + MR 8-Ch.	8kanálová pipeta	105,60
0082000166	PM->3x10 + MR 12-Ch.	12kanálová pipeta	152,80
0082000185	PM->3x10 + MR 16-Ch.	16kanálová pipeta	185,60
0082000186	PM->3x10 + MR 24-Ch.	24kanálová pipeta	235,20
Servisný balíček Basic – 4 merania na troch hladinách objemu, vydanie kontrolného listu			
0082000141	PM->3x4 + MR	1kanálová pipeta, dávkovače a byrety	25,60
0082000163	PM->3x4 + MR 8-Ch.	8kanálová pipeta	50,40
0082000164	PM->3x4 + MR 12-Ch.	12kanálová pipeta	58,00
0082000183	PM->3x4 + MR 16-Ch.	16kanálová pipeta	75,20
0082000184	PM->3x4 + MR 24-Ch.	24kanálová pipeta	98,80
Servis pipiet a dávkovačov v hodinovej sadzbe			
0082000210	Práce na oprave a nastavení pipety, dávkovača	sadzba za 15 minút práce, nezahŕňa cenu za náhradné diely	20,40